


Produktübersicht

Product Overview

MADE IN
GERMANY



Firmenprofil

Company Profile

Die Kimetec GmbH ist ein deutscher Hersteller von Medizinprodukten. Dazu gehören Stillhilfen und diagnostische Produkte und Instrumente wie z. B. Diagnostikleuchten, Venenstauer, Reflexhammer und Schwesternuhren.

Die Stärke des Unternehmens ist es, auf aktuelle Trends schnell zu reagieren und individuelle Kundenlösungen zu finden. Für einen hohen Standard hält die Kimetec GmbH zahlreiche Patente.

Das schwäbische Unternehmen wurde 1988 in Ditzingen gegründet. Durch ständige Weiterentwicklung konnten verschiedene Produkttypen am Markt eingeführt werden.

Wir sind zertifiziert nach EN ISO 13485. Unser Zertifikat finden Sie auf unserer Website unter www.kimetec.de/downloads.

The company Kimetec GmbH is a German manufacturer of medical devices. The portfolio includes nursing products and diagnostic instruments like penlights, tourniquets, percussion hammers and nurse watches.

It is the strength of this company to react to current tasks and trends in a fast and precise way and find specific solutions for each customer. Kimetec GmbH owns numerous patents to maintain a high standard.

The Swabian company was established in Ditzingen in 1988. Over the years, engineering knowledge has been advanced consistently to bring various types of products onto the market.

We are certified according to EN ISO 13485. You can find our certificate on our website www.kimetec.com/downloads.

Inhalt | Content

CBC Classic Venenstauer Tourniquet	4
CBC Baby Venenstauer Tourniquet	6
CBC NUCOS Venenstauer Tourniquet	7
CBC VECOS® Einweg-Venenstauer Single-use tourniquet	8
CBC VECOS® Kids Single-use tourniquet for children	10
CBC Slingcross Kinder Single-use tourniquet for children	11
CBC Sling & Twist Single-use tourniquet	12
CBC Percuflex	14
CBC Penlight LED	15
CBC FUNwatch	16
Gravur und Druck Engraving and printing	
CBC CLIPwatch	17
Zubehör: 3D-Aufkleber Accessory: 3D Sticker	
CBC Penfix	18
Kundenspezifische Ausführungen Customized variants	19
CBC PlasmaEgg®	20
mamiVAC® Milchpumpen Breast Pumps	22
SENSITIVE-C Mietpumpe Rental Pump	24
SENSITIVE-CFH Klinikpumpe Clinic-use Pump	26
LACTIVE Heimpumpe Home-use Pump	28
EASY Handmilchpumpe Manual Pump	32
mamiVAC® Pumpsets Suction Kits	30
PREMIUM	30
Silikon-Softeinsatz Soft Silicone Insert	31
Brustglocken Breast Shield	31
ECONOMY	31
mamiVAC® Fütterungshilfen Feeding Helper	33
Babycup	33
Babyfeed	33
mamiVAC® Zubehör Accessories	34
Transportmöglichkeiten Transportation	34
Brustmodell Breast Model	35
Hebammenstethoskop Pinard stethoscope	35
Muttermilch-Gefrierbeutel Breast Milk Freezer Bags	35
mamiVAC® Stillhilfen Nursing Products	36
Brustcreme Breast Creme	36
Brustkompressen Breast Compress	36
Stillhütchen Nipple Shields	37
Stilleinlagen Nursing Pads	38
Thermo-Pack	39
Motherlove® Nahrungsergänzungsmittel Exclusive sale Germany/Austria	40
More Milk Plus®	40
Morgenwohl	41
Motherlove® Pflegeserie Exclusive sale Germany/Austria	42
Regenerationsspray	42
PoWohl Creme	42
Kaiserschnittbalsam	42
Geburts- und Babymassageöl	43
Wundschutzcreme	43
Brustwarzencreme	43

CBC Classic Venenstauer

CBC Classic Tourniquet

- Einfache und intuitive Handhabung
- Einhandbedienung
- Hautfreundliches Band
- Metall- und latexfrei
- MRT- und CT-tauglich
- Zeitlose Optik
- Bewährte Qualität
- Kundenspezifische Farben und Aufdrucke (siehe S. 19)
- Viele Farben auf Lager
- Made in Germany

- Easy and intuitive handling
- One-hand operation
- Ribbon which is gentle on the skin
- Metal- and latex-free
- MRT and CT suitable
- Timeless, classical design
- Proven quality
- Customized colouring possible, perfect place for your advertising
- Different colours in stock
- Made in Germany



Barcode
blau | blue
REF 500122



Barcode
gelb | yellow
REF 500123



Zebra | zebra
REF 500189



Dino | dino
REF 500185



Leopard | leopard
REF 500188



mint | mint
REF 500140

Das Original!
The Original!



Edelweiß rot | edelweiss red
REF 500191



Barcode
pink | pink
REF 500124



Barcode
limette | lime
REF 500125



Barcode
rot | red
REF 500126



Latexfrei | latexfree
REF 500121



Kids | kids
REF 500187



Zirkus | circus
REF 500194



grün | green
REF 500190



rot | red
REF 500170



grau | grey
REF 500150




Designer | designer
REF 500120




blau | blue
REF 500160



pink | pink
REF 500130



CBC Baby Venenstauer CBC Baby Tourniquet



- Für zarte Kinderarme
 - Metall- und latexfrei
 - Einfache Bedienung
 - Blaues oder rotes Band
 - Rotes Gehäuse und bunte Bedienteile
 - Kundenspezifische Farben und Aufdrucke auf Anfrage
 - Made in Germany
- For the little ones
 - Metal- and latex-free
 - Easy operation
 - Blue or red ribbon
 - Available with red housing and multicoloured function keys
 - Customized colouring possible, perfect place for your advertising
 - Made in Germany



blau | blue
REF 560160

rot | red
REF 560170

CBC NUCOS Venenstauer CBC NUCOS Tourniquet

Autoclave it
or wipe it.

Der angenehme Silikon-Venenstauer

- Sterilisierbar bei 134°C
- Desinfektion mit alkoholischen Desinfektionstüchern
- MRT tauglich
- Angenehmes, gleitfähiges Silikonband – Kein Quetschen der Haut
- Klassischer, stabiler Einrastverschluss
- Kein unfreiwilliges Öffnen im gestauten Zustand
- Extra-Taste für langsames Lösen
- Langlebiges, hochtemperaturfestes Material
- Made in Germany – International patentiert

The comfortable silicone tourniquet

- Sterilizable at 134°C
- Disinfection with alcohol-based disinfection wipes
- Suitable for MRT
- Comfortable, slidable silicone tourniquet – no bruising of the skin
- Classic, sturdy snap-in closure
- No unintentional opening in the tensioned state
- Extra button for slow release
- Durable, high temperature resistant material
- Made in Germany – International patents



Focus Open 2022
Special Mention


CBC NUCOS Kids:
12,5 mm x 350 mm
REF 500581




CBC NUCOS:
25 mm x 500 mm
REF 500580



Anwendungsvideo
How-to-use video




1 Taste für sanftes Lösen | 2 Öffnen



1 Button for gentle release | 2 Open

CBC VECOS®

Der sanfte Einweg-Venenstauer
The gentle single-use tourniquet



Vorteile

- Einmalgebrauch des Bandes: keine Kreuzkontamination mit MRSA und anderen Keimen
- Keine Reinigung/Desinfektion des Venenstauers
- Elastik-Band gewährleistet optimale Staukraft (ca. 20 mmHg): durch das Auseinanderziehen erreicht man zuverlässig die richtige Mindeststaukraft.
- Samtweiches Vlies bietet den besten Komfort für den Patienten: kein Quetschen, Einschnüren oder Klemmen der Haut.
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Ideal bei trockener, nasser oder kalter Umgebung
- Mikroklett für einfaches Schließen und Öffnen haftet auf der gesamten Bandlänge und ermöglicht einfaches Nachstauen.
- Kostengünstig: auch als Komresse nach Venenpunktion einsetzbar
- Besonders leichtes Gewicht: ca. 2,5g/Stück

Advantages


- Single use: no cross-contamination with MRSA and other germs
- No cleaning or disinfection of the tourniquet
- Elastic strap ensures the optimal compression force (approx. 20 mmHg): simple stretching leads steadily to the required minimum compression force.
- The velvety soft fleece provides the best possible comfort for the patient: no bruising, lacing or constricting of the skin.
- Easy handling even with gloves
- Perfect for wet or very dry environments
- Micro velcro for easy closing and opening sticks along the complete strap and allows easy retightening if needed.
- Cost-effective: also usable as compress after venipuncture
- Particularly low weight: 2.5 g/pc.

Einsatzgebiete


- Isolationspatienten
- Pädiatrie, Onkologie u.v.m.
- Reha- und Blutspendezentren
- Alten- und Pflegeheime
- Hausbesuche
- Lazarette und Wehrmedizin
- Notfalleinsatz, Luftrettung, Ersthelfer
- Seuchengebiete
- Wüsten- und Tropengebiete

Areas of use


- Isolation wards
- Paediatrics, oncology, etc.
- Rehabilitation and blood donation centres
- Nursing and retirement homes
- House calls
- Military hospitals, MASH
- Emergencies, air rescue, first aid
- Epidemic areas
- Deserts and tropical regions




Anlegen
Place on the arm



Strecken = Staukraft
Stretching = compression



Fixieren
Attach



Lösen
Pull to release



Anwendungsvideo
How-to-use video

LATEX-FREI DEHP-FREI SILIKON-FREI

Produktbeschreibung	CBC VECOS® Venenstauer brombeer 30 mm
Band	30 mm breit, 500 mm lang
REF 521001 V 125	125 Stück in Spenderbox
REF 521001 B 125	1 Nachfüllbeutel à 125 Stück

Produktbeschreibung	CBC VECOS® Venenstauer brombeer 35 mm
Band	35 mm breit, 650 mm lang
REF 521002 V 100	100 Stück in Spenderbox
REF 521002 B 100	1 Nachfüllbeutel à 100 Stück

LATEX-FREE DEHP-FREE SILICONE-FREE


Product description	CBC VECOS® Tourniquet blackberry 30 mm
Strap	30 mm wide, 500 mm long
REF 521001 V 125	125 pcs. in dispenser box
REF 521001 B 125	1 poly bag with 125 pcs.

Product description	CBC VECOS® Tourniquet blackberry 35 mm
Strap	35 mm wide, 650 mm long
REF 521002 V 100	100 pcs. in dispenser box
REF 521002 B 100	1 poly bag with 100 pcs.

Made in Germany

Geschützt durch internationale Patente – Protected by international patents

Der Einweg-Venenstauer mit KIDS-Design
The single-use tourniquet with KIDS design




Vorteile


- Farbenfrohes, kindgerechtes Design
- Ideal um die kleinen Patienten von der Blutabnahme abzulenken
- Unterstützt eine angstfreie Atmosphäre
- Samtweiches Vlies bietet besten Komfort: kein Quetschen, Einschnüren oder Klemmen der Haut.
- Alle Vorteile, wie bei dem bekannten CBC VECOS® brombeer (Details auf Seite 8):
 - keine Kreuzkontamination (z. B. MRSA)
 - optimale Staukraft (ca. 20 mmHg)
 - Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
 - Mikroklett haftet auf der gesamten Bandlänge
 - Besonders leichtes Gewicht: ca. 2,5 g/Stück
- Individuelles Design auf Anfrage möglich

Advantages


- Colourfull and child-friendly design
- Ideal to draw attention away from the little patients while taking blood
- Supports a fear-free atmosphere
- Velvety soft fleece provides the best possible comfort: no bruising, lacing or constricting of the skin.
- All advantages, as with the well-known CBC VECOS® brombeer (details on page 8):
 - no cross-contamination (e.g. MRSA)
 - optimal compression force (approx. 20 mmHg)
 - Easy handling even with gloves
 - Micro velcro sticks along the complete strap
 - Particularly low weight: 2.5 g/pc.
- Individual design possible on request




Anlegen
Place on the arm



Strecken = Staukraft
Stretching = compression



Fixieren
Attach




Lösen
Pull to release



Anwendungsvideo
How-to-use video

Der Einweg-Venenstauer für Kinder
The single-use tourniquet for children



Einsatzgebiete

- Kinderkliniken und -arztpraxen
- Isolierstationen
- Rehazentren
- Hausbesuche
- Pädiatrie
- Onkologie u. v. m.

Areas of use

- Children clinics and medical practices
- Isolation wards
- Rehab centres
- Home calls
- Pediatrics
- Oncology, etc.

LATEX-FREI

DEHP-FREI

SILIKON-FREI



LATEX-FREE

DEHP-FREE

SILICONE-FREE



Produktbeschreibung	CBC VECOS® KIDS
Band	30 mm breit, 500 mm lang
REF 521003 013	125 Stück in Spenderbox

Produktbeschreibung	CBC Slingcross® Kinder
Band	15 mm breit, 300 mm lang
REF 521003 007	1 Rolle mit 50 Stück in Spenderbox

Product description	CBC VECOS® KIDS
Strap	30 mm wide, 500 mm long
REF 521003 013	125 pcs. in dispenser box

Product description	CBC Slingcross® children
Strap	15 mm wide, 300 mm long
REF 521003 007	1 roll with 50 pcs. in dispenser box

Made in Germany

Geschützt durch internationale Patente – Protected by international patents

CBC Sling & Twist

Hygienisches Einhand-System zum Venenstauen

Hygienic one-hand system for venipuncture



Nachstauen mit nur einer Hand

Readjust pressure with one hand



- Vorteile

 - Kontrolliertes Stauen, Lösen und Nachstauen mit Drehknopf (Twist)
 - Einfache Anwendung dank Einhandbedienung
 - Gewährleistet individuelle Staukraft
 - Einmalgebrauch des Bandes: keine Kreuzkontamination mit MRSA und anderen Keimen
 - Breites Band (35 mm) verhindert das Klemmen und Quetschen der Haut
 - Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
 - Mikroklett für einfaches Schließen und Öffnen: haftet auf der gesamten Bandlänge
 - Praktische Bandentnahme von der Rolle
- Advantages

 - Controlled compression, release and increase of pressure via twist clip
 - Easy handling due to one-hand operation
 - Allows for individual pressure for every patient
 - Single use of strap: no cross-contamination with MRSA and other germs
 - Broad strap (35 mm) prevents lacing or constricting of the skin
 - Soft fleece for an easy handling even with gloves
 - Micro velcro for easy closing and opening: sticks along the complete strap
 - Convenient strap removal from the roll

- Einsatzgebiete

 - Isolierstationen
 - Blutspendezentren
 - Hausbesuche
 - Onkologie u. v. m.
- Areas of use

 - Isolation wards
 - Blood donation center
 - Home calls
 - Oncology, etc.



Anwendungsvideo



How-to-use video

LATEX-FREI


DEHP-FREI

SILIKON-FREI

LATEX-FREE

DEHP-FREE

SILICONE-FREE



Made in Germany

Internationale Patente angemeldet – International patents pending

CBC Percuflex

Reflexhammer mit drehbarem Kopf
zur Prüfung der Eigenreflexe und Perkussion

- Vereinigt die Vorteile der Modelle Babinski, Trömner, Buck und Berliner
- Individuell einstellbar
- Griff ist leicht flexibel
- Tastspitze am Griffende für Plantarreflex
- Gesamtlänge 21 cm
- In zwei Gewichtsklassen erhältlich
- Patentierter, um 360° drehbarer Kopf für unterschiedliche Schlagpositionen

Reflex hammer with turnable head
for reflex testing and percussion

- Combines the individual advantages of a Babinski, Trömner, Buck and Berliner reflex hammer
- Slightly flexible handle
- Pointed handle tip for plantar reflex
- Total length 21 cm
- Available in two weights
- Adjustable pivoting head rotates 360° for different striking positions



150 Gramm		
Lila purple		REF 920320
rot red		REF 920330
mint mint		REF 920340
limette lime		REF 920350
blau blue		REF 920360
orange orange		REF 920380
gelb/lila yellow/purple		REF 920370
limette/blau lime/blue		REF 920390

75 Gramm		
Lila purple		REF 920420
rot red		REF 920430
mint mint		REF 920440
limette lime		REF 920450
blau blue		REF 920460
orange orange		REF 920480
gelb/lila yellow/purple		REF 920470
limette/blau lime/blue		REF 920490

Drehbarer Kopf für
unterschiedliche
Schlagpositionen.

Turnable head for
different striking
positions.



Als Werbeträger mit Aufdruck und in vielen Farben lieferbar. Fragen Sie uns!
Available with customized imprints for advertising. Contact our customer support!

CBC Penlight LED

Diagnostikleuchte mit LED

- LED spart ca. 95 % Batteriekosten gegenüber einer Glühlampe!
- LED hält 100-mal länger als eine Glühlampe!

Diagnostic Penlight with LED

- LED saves about 95 % of battery costs compared to a light bulb!
- LED lasts 100 times longer than a light bulb!

Mit LED sparen Sie Geld!

	Glühlampe / Bulb	LED
Haltbarkeit/Bulb life	1000 Stunden/hours	100.000 Stunden/hours
Leuchtdauer/Burn time	4 Std./hours: 2 Batterien/batteries	100 Std./hours: 2 Batterien/batteries

Save money with LED!

- Augenreflex geeignet: photobiologische Sicherheit gemäß DIN EN 62471:2009-03
- LED bietet hohe Bruchsicherheit + Stoßfestigkeit
- Diagnostikleuchte mit Druckschalter für Moment- und Dauerschaltung
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Zur Augen- und Rachendiagnostik geeignet
- Made in Germany

- Suitable for pupillary light reflex: photobiological safety according to DIN EN 62471:2009-03
- LED is break resistant and shock proof
- Diagnostic penlight with push button for interval or continuous light
- Anodised aluminium casing
- Suitable for ophthalmology and pharyngeal diagnostics
- Made in Germany

Werbemöglichkeiten:

Ihr Logo mit hochwertiger Lasergravur.
Fragen Sie uns!

Advertising option:

Add your logo with top-grade laser engraving.
Just ask us.



CBC Penlight LED

schwarz black	REF 200201
silber silver	REF 200250
blau blue	REF 200260
rot red	REF 200270
lila purple	REF 200280
limette lime	REF 200291

CBC FUNwatch

- Quarzuhr mit Sekundenzeiger
- Mit praktischem Karabiner
- Batteriewechsel möglich
- Robustes Mineralglas
- Stoßfestes Gehäuse
- 3 bar = spritzwassergeschützt
- Für Beruf, Hobby und Schule
- Made in Germany

- Quartz watch with second hand
- Convenient carabiner
- Replaceable battery
- Robust mineral glass
- Shock-proof casing
- 3 bar = splash-proof
- Great for business, hobbies, and school
- Made in Germany

FUNwatch Farben mit farbigen Karabiner FUNwatch colours with coloured carabiner

	blau blue	+		REF 6091
	blau blue	+		REF 6096
	rot red	+		REF 6093
	rot red	+		REF 6098
	grau black	+		REF 6187
	grau grey	+		REF 6008

Ersatzteil spare part

	lila lilac		REF 6060
	rot red		REF 6061
	blau blue		REF 6062
	grün green		REF 6063
	silber silver		REF 6064
	schwarz black		REF 6065

CBC CLIPwatch


- Schwesternuhr mit praktischem **BUTTON-CLIP**
 - 1- bis 4-farbiger Tampondruck Ihres Logos auf dem neutralen Button oder dem Gummigehäuse möglich
 - Ab 1.500 Stück Sonderfarben des Gummigehäuses
 - Ab 100 Stück kundenspezifischer 3D-Aufkleber
- Nurse watch with convenient **BUTTON-CLIP**
 - 1 to 4 coloured tampon printing of your logo on the neutral button or the rubber casing possible
 - With more than 1500 pcs., special colours of rubber housing
 - With more than 100 pieces, an individual 3D Sticker

CLIPwatch mit weißem BUTTON-CLIP CLIPwatch with white BUTTON-CLIP

	blau blue	+		REF 6171
	rot red	+		REF 6172
	grau grey	+		REF 6179



Gravur Engraving



Zubehör: 3D-Aufkleber Accessory: 3D Sticker

- Hochwertiger 3D-Aufkleber zur Individualisierung des BUTTON-CLIP
 - Zubehör für CBC CLIPwatch
- High-quality 3D sticker to customize the BUTTON-CLIP
 - Accessory for the CBC CLIPwatch

CLIPwatch mit gewünschtem 3D-Aufkleber (siehe unten) CLIPwatch with selected 3D Sticker (see below)

	blau blue	REF 6178 + NAME 3D-Aufkleber/Sticker
	rot red	REF 6177 + NAME 3D-Aufkleber/Sticker
	grau grey	REF 6186 + NAME 3D-Aufkleber/Sticker



REF 49012618
Mutter
Mother



REF 49012619
Puls
Pulse



REF 49012620
Empathie
Empathy



REF 49012608
Herz
Heart



CBC PENFIX

- Praktische Hilfe für das Personal im Gesundheitswesen und im Dienstleistungssektor
 - Einfaches Anklemmen an Brust- oder Jackentaschen
 - Mit oder ohne Namensschild erhältlich
 - Made in Germany
- Practical tool for use in health care
 - Simply clip on your pocket
 - Will stop items falling off your pockets
 - With or without changeable name labels
 - Made in Germany

	ohne Etikett	mit Etikett
	without label	with label
rot red	REF 201510	REF 200510
gelb yellow	REF 201530	REF 200530
blau blue	REF 201540	REF 200540
grün green	REF 201590	REF 200590



Kundenspezifische Ausführungen Customized types

Maximale Druckfelder
Maximum printing areas

1a	28 x 5	mm
1b	28 x 4	mm
2	30 x 20	mm
3	25 x 12	mm
4	25 x 12	mm

Wir haben den passenden Venenstauer für Sie. Um Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden, können Sie sich bei uns Ihren eigenen Venenstauer zusammenstellen.

Für kundenspezifische Aufdrucke oder verschiedene Farbkombinationen, fragen Sie unsere Kundenberater.

We have the tourniquet you need. In order to fulfill your personal demands you can design your own tourniquet.

For personalized imprints or customized colour combinations – contact our customer support.

CBC PlasmaEgg®

- **Chemikalienfreie High-Level Desinfektion**
- **Natürliches Wirkprinzip:**
Mikroentladungen ionisieren die Luft.
Das Gasgemisch inaktiviert die Keime.
- **Schonende und nachhaltige Desinfektion:**
Ohne chemische Zusätze, ohne Wasser, ohne hohe Temperaturen
- **Keine Resistenzen:**
Zerstört die RNA/DNA von Bakterien, Viren, Pilzen und multiresistenten Erregern. Eine Anpassung der Erreger wird unmöglich.
- **Inaktiviert bis zu 99,9999 %* aller Bakterien, Pilze und Viren.** Nebenbei werden auch unangenehme Gerüche neutralisiert.
- **Nachhaltig:**
Geringer Energieeinsatz – schont unsere Umwelt.
Stromverbrauch max. 18 W.
- **1,5 Liter Kammer**
- **Gleichzeitige Desinfektion unterschiedlicher Gegenstände möglich.** Wirkung an allen Oberflächen, die für die Umgebungsluft zugänglich sind.
- **Made in Germany**



Technische Daten	
Maße	19,5 x 19,5 x 24,5 cm (L x B x H)
Gewicht	1,5 kg
Kammer-Abmessungen/ Volumen	10,0 x 15,3 x 16,0 cm (L x B x H) / 1,64 l/1640 cm ³
Stromverbrauch	18 W

*Wirksam gegen Bakterien: *Enterococcus faecium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*; Mykobakterien: *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium avium*; Hefen: *Candida albicans*; Schimmelpilze: *Aspergillus brasiliensis*; Viren: Murines Parvovirus (Minute Virus of Mice, MVM) Leistungsspektrum umfasst Wirkungsbereich A (Bakterien und Pilze) und B (Viren) gemäß „Bekanntmachung zum Aufnahmeverfahren für Desinfektionsmittel und -verfahren in die vom Robert-Koch-Institut gemäß §18 Infektionsschutzgesetz aufzustellende Liste geprüfter und anerkannter Desinfektionsmittel und -verfahren“.

- **Free of chemicals High-level disinfection**
- **Natural mode of action:**
Micro-discharges ionize the air.
The gas mixture inactivates the germs.
- **Gentle and sustainable disinfection:**
Without chemical additives, without water, without high temperatures
- **No resistances:**
Destroys the RNA/DNA of bacteria, viruses, fungi and multi-resistant pathogens. Pathogen adaptation is made impossible.
- **Inactivates up to 99.9999%* of all bacteria, fungi and viruses.** Also neutralises unpleasant odours.
- **Sustainable**
Low energy consumption – protects our environment. Max. power consumption 18 W.
- **1.5-litre chamber**
- **Simultaneous disinfection of different objects possible.** Works on all surfaces that are accessible to the ambient air.
- **Made in Germany**



Technical specifications	
Dimensions	19,5 x 19,5 x 24,5 cm (L x W x H)
Weight	1,5 kg
Chamber dimensions/ volume	10,0 x 15,3 x 16,0 cm (L x W x H) / 1,64 l/1640 cm ³
Power consumption	18 W

*Effective against bacteria: *Enterococcus faecium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*; Mycobacteria: *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium avium*; Yeasts: *Candida albicans*; Fungi: *Aspergillus brasiliensis*; Viruses: Murine parvovirus (Minute Virus of Mice, MVM) Performance spectrum includes effective range A (bacteria and fungi) and B (viruses) as defined in the "Announcement on the admission procedure for disinfectants and disinfection methods to the list of tested and verified disinfectants and disinfectant methods to be prepared by the Robert Koch Institute pursuant to Section 18 of the German Infection Protection Act".

Gerät zur chemiefreien und wirkungsvollen Desinfektion

Device for chemical-free and effective disinfection



REF 289000

Das CBC PlasmaEgg® ist für die Desinfektion von Alltagsgegenständen, Laborequipment und persönlicher Schutzausrüstung bestimmt. Es erzeugt kaltes atmosphärisches Plasma, das auf Proteine und die RNA/DNA von Bakterien, Viren und Pilzen wirkt und diese zerstört. Auch multiresistente Keime werden inaktiviert.

The CBC PlasmaEgg® is intended for the disinfection of everyday objects, laboratory equipment and personal protective equipment. It generates cold atmospheric plasma that acts on and destroys proteins and the RNA/DNA of bacteria, viruses and fungi. Multi-resistant pathogens are also inactivated.

Für Mütter. Für Babys

For Mothers. For Babies.



Seit nun über 40 Jahren fertigen wir ausschließlich in Deutschland innovative, medizintechnische Geräte, insbesondere Muttermilchpumpen. Im Laufe der Jahre wurden durch konsequente Weiterentwicklung verschiedenste Gerätetypen auf den Markt gebracht. So gibt es Geräte, die speziell in Kliniken ihre Anwendung finden, oder kompakte, mobile Lösungen für berufstätige Mütter. Neben diesen Geräten erstreckt sich das Produktsortiment über Zubehör, wie Pumpsets und Transporttaschen, bis hin zu Pflege- und Hilfsprodukten für stillende Mütter.

Wir sind ein verantwortungsvoller Partner im Umgang mit dem WHO-Kodex. All unsere Aktivitäten sind auf das Stillen ausgerichtet. Durch unsere Produkte bieten wir Lösungen bei Stillproblemen und betrachten das Stillen nachhaltig und ganzheitlich.

For more than 40 years, we have manufactured innovative medical devices, breast pumps in particular, exclusively in Germany. During the years, we have consistently advanced our engineering knowledge to launch most diverse types of products. There are devices to be used especially in clinics and hospitals as well as compact, portable solutions for working mothers. Apart from these devices, our product range also covers accessories like suction kits and carrying bags as well as products for the care and support of nursing mums.

We are a responsible partner in the context of the WHO Codex. All our activities are geared to promote breastfeeding. Our products offer solutions for breastfeeding problems. We look at breastfeeding in a substantial and holistic way.



Welche Pumpe für welchen Zweck?

Which pump for what purpose?

Elektrisch oder manuell? In unserem Sortiment haben wir drei elektrische Milchpumpen und eine manuelle Milchpumpe gelistet. Sie finden in den unterschiedlichsten Bereichen ihren Einsatz. Mit den elektrischen Milchpumpen von mamivac® können Sie schnell und schonend Muttermilch abpumpen.

Finden Sie heraus, welche die Richtige für Sie ist. Die Übersicht hilft Ihnen dabei.

Electric or manual? Our product portfolio includes three electric and one manual breast pump which are used in the most diverse areas of application. With the mamivac® electric breast pumps, milk can be expressed in a fast and gentle way. **Find out the right one for you. The table will help you.**

Wahl der richtigen mamivac® Milchpumpe Selecting the right mamivac® breast pump	Privatgebrauch Private use		Mieten Rental	Klinik Hospital
	Manuelle Handmilchpumpe Manual breast pump EASY	Elektrische Milchpumpe Electric breast pump LACTIVE	Elektrische Milchpumpe Electric breast pump SENSITIVE-C	Elektrische Milchpumpe Electric breast pump SENSITIVE-CFH
Produktabbildung Product photo				
Gelegentlicher Gebrauch: Teilzeitbeschäftigung, bei Brustspannen, verschobene Stillmahlzeit, unterwegs Occasional use: Part-time occupation, strain in the breast, shifts in breast-feeding times, on the go	✓	✓	✓	
Häufiger Gebrauch: Berufstätigkeit, Baby im Krankenhaus Frequent use: Full-time employment, baby in hospital		✓	✓	✓
Medizinische Gründe: Mastitis, wunde Brustwarzen, Flach- oder Hohlwarzen, Milchstau, ungenügende Milchbildung, Baby im Krankenhaus Medical reasons: Mastitis, sore nipples, flat or retracted nipples, plugged ducts, insufficient lactation, baby in hospital	✓	✓	✓	✓

mamivac[®]
SENSITIVE-C



Milchpumpe | Breast pump
REF 284000
PZN 4253206
Hilfsmittel Nr. 01.35.01.1008

TECHNISCHE DATEN		
mamivac® SENSITIVE-C elektrische Milchpumpe zum Mieten		
Vakuum (Saugstärke)	stufenlos einstellbar von -5 bis -33 kPa (±15 %)	
Intervall (Geschwindigkeit)	• Stimulationsphase 100 Zyklen/min • Abpumpphase stufenlos einstellbare 20-60 Zyklen/min	
Spannungsversorgung	100-240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,62 A/AC 12 V/DC, max. 1,25 A/DC	
Maße [HxBxT]	19 cm x 11,2 cm x 14,5 cm	
Gewicht	0,8 kg	
Garantie	3 Jahre	
Hilfsmittelnummer	01.35.01.1008	
OPTIONEN		
TRANSPORTKOFFER	REF 283011	PZN 4253258
PRÜFEINHEIT	REF 2899120	Prüfprotokolle zum Download
MIETVERTRAGSBLOCK	REF WT1000035	

TECHNICAL DATA		
mamivac® SENSITIVE-C electric breast pump for rental		
Vacuum (suction strength)	Continuously adjustable from -5 to -33 kPa (± 15 %)	
Cycle (speed)	• Stimulation phase with 100 cycles/min • Continuously adjustable expressing phase with 20-60 cycles/min	
Power supply	100-240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0.62 A/AC 12 V/DC, max. 1.25 A/DC	
Dimensions [H x W x D]	19 cm x 11.2 cm x 14.5 cm	
Weight	0.8 kg	
Warranty	3 years	
OPTIONAL ACCESSORIES		
CARRYING CASE	REF 283011	
TEST UNIT	REF 2899120	Test sheets for downloading

Die bewährte Mietpumpe – In Deutschland hergestellt.
The well proven rental pump – Made in Germany.

- Die mamivac[®] 2-Phasen-Technologie simuliert das Saugen des Babys
 - Stufenlos einstellbare Vakuumstärke, frei wählbares Pumpintervall
 - Die Saugstärke entspricht den Geräten in der Klinik
 - Kein Saugverlust bei »Doublepumping«
 - Garantiert sanft, hygienisch und leise
 - Kompaktes, wartungsfreies und langlebiges Gerät
 - Frei von Keimen – patentierte Schutzmembran im Absaugset bietet besten Schutz und Sicherheit für Mutter und Kind
-
- The mamivac[®] 2-phase technology imitates the baby's sucking
 - Continuously adjustable vacuum strength, freely selectable pumping interval
 - Suction strength corresponds to pumps used in hospitals
 - No suction loss with double pumping
 - Gentle, hygienic and silent operation guaranteed
 - Compact, maintenance-free and durable device
 - Germ free – patented protective diaphragm in the suction kit offers the best possible protection and safety for mother and child

Vakuum von -5 bis -33 kPa
stufenlos einstellbar
Continuously adjustable
vacuum from -5 to -33 kPa

Intervall von 20 bis 100 Zyklen
stufenlos einstellbar
Continuously adjustable
interval from 20 to 100 cycles

Schutzmembran direkt im Pumpset
Vermeidet Kreuzkontaminationen
Protective diaphragm directly in suction kit
Avoids cross contamination



Doublepumping ohne Einbußen bei der Saugleistung
Double pumping without loss in suction performance

CE 0124
Made in Germany



Transportkoffer | Carrying case
REF 283011
PZN 4253258



Prüfeinheit | Test unit
REF 2899120

mamivac[®]
SENSITIVE-CFH



Die 2-Phasen-Muttermilchpumpe für die Klinik.
The 2-phase breast pump for clinical use.

- Die mamivac[®] SENSITIVE-CFH ist die Antwort auf die Anforderungen des Klinikalltags. Dank der patentierten Schutzmembran erfüllt sie dort die hohen Hygienestandards.
 - Durch einfache Bedienung und Handhabung passt sie sich ganz individuell den Bedürfnissen der Mutter an.
 - Die mamivac[®] SENSITIVE-CFH ist auch als fahrbare Variante auf einem praktischen Rollstativ erhältlich.
- The mamivac[®] SENSITIVE-CFH is the answer to the requirements of clinical life.
 - Gentle, hygienic, silent and powerful operation guaranteed.
 - A mobile version with a five-footed stand on castors is also available.



CE 0124
Made in Germany

Mobilität und Flexibilität – die mamivac[®] SENSITIVE-CFH.
Mobility and flexibility – the mamivac[®] SENSITIVE-CFH.

- Mobil einsetzbar durch praktisches Rollstativ
 - Mit mamivac[®] 2-Phasen-Technologie (Stimulationsphase und Abpumpphase)
 - Integrierter Doppelflaschenhalter
 - Einfache Bedienung
 - Stufenlose Regulierung
- Practical stand for mobile use in clinics
 - With mamivac[®] 2-phase technology (stimulation phase and expressing phase)
 - Integrated dual bottle holder
 - Easy operation
 - Continuously adjustable vacuum

TECHNISCHE DATEN		
mamivac® SENSITIVE-CFH elektrische Milchpumpe mit Doppelflaschenhalter		
Vakuum (Saugstärke)	stufenlos einstellbar von -5 bis -33 kPa (±15 %)	
Intervall (Geschwindigkeit)	• Stimulationsphase 100 Zyklen/min • Abpumpphase stufenlos einstellbare 20-60 Zyklen/min	
Spannungsversorgung	100-240 V/AC, 50/60 Hz	
Maße [HxBxT]	24 cm x 21 cm x 22 cm	
Gewicht	1,3 kg	
Garantie	3 Jahre	
OPTIONEN		
ROLLSTATIV	REF 283012	

TECHNICAL DATA		
mamivac® SENSITIVE-CFH electric breast pump with dual bottle holder		
Vacuum (suction strength)	Continuously adjustable from -5 to -33 kPa (± 15 %)	
Cycle (speed)	• Stimulation phase with 100 cycles/min • Continuously adjustable expressing phase with 20-60 cycles/min	
Power supply	100-240 V/AC, 50/60 Hz	
Dimensions [HxWxD]	24 cm x 21 cm x 22 cm	
Weight	1.3 kg	
Warranty	3 years	
OPTIONAL ACCESSORIES		
CLINIC STAND	REF 283012	



Rollstativ | Mobile stand
REF 283012



Milchpumpe | Breast pump
REF 286000

Die komfortable Milchpumpe.
The comfortable breast pump.


- Einfache Handhabung
 - Pumpkomfort durch 2-Phasen-Technologie
 - Optische Stimulation durch das Foto Ihres Babys.
Dieser visuelle Reiz unterstützt die Gewinnung der Muttermilch.
 - Zeitsparend durch Doublepumping
 - Bester Hygienestandard für Mutter und Kind
-
- Easy to use
 - Expressing comfort due to 2-phase technology
 - Visual stimulation with a photo of your baby.
This stimulus supports the flow of breast milk.
 - Time-saving due to optional double pumping
 - Best hygienic standard for mother & child



Optimaler Komfort
Durch starke Saugleistung
Optimal comfort
Due to powerful suction performance

Stimulierend und sanft
Durch individuelle Saugstärke
Stimulating and gentle
Due to individual suction strength

Zeitsparend
Durch optionales Doublepumping
Time-saving
Due to optional double pumping



- **Optische Stimulation**
Kleben Sie das Foto Ihres Babys in den Deckel der Milchpumpe.
Mamas Liebling hilft, die Milch fließen zu lassen.
- **Physische Stimulation:**
In **Phase 1, der Stimulationsphase**,
wird die Brust sanft massiert und der Milchfluss angeregt.
In **Phase 2, der Abpumpphase**, wird das langsamere,
intensive Saugen des Babys nachgeahmt. Dabei
wird nun effektiv die wertvolle Muttermilch gewonnen.
- **Visual stimulation**
Stick a photo of your baby into the lid of the breast pump.
Mum's darling will help get milk flow started.
- **Physical stimulation:**
Phase 1, the stimulation phase, softly massages the breast
to trigger the flow of milk.
Phase 2, the expressing phase, imitates the baby's slow, intensive
sucking. The invaluable breast milk is expressed efficiently.

Optische Stimulation
durch das Foto Ihres Babys
Get visual stimulation
with a photo of your baby

Schutzmembran direkt im Pumpset
Vermeidet Kreuzkontaminationen
Protective diaphragm directly in suction kit
Avoids cross contamination

Stufenlos einstellbares Vakuum
Continuously adjustable vacuum



CE 0124
Made in Germany

Milchpumpe | Breast pump
REF 287000
PZN 3721295

TECHNISCHE DATEN	
mamivac® LACTIVE elektrische Milchpumpe für den persönlichen Gebrauch	
Vakuum (Saugstärke)	stufenlos einstellbar von -5 bis -33 kPa (±15 %)
Intervall (Geschwindigkeit)	• Stimulationsphase 60 Zyklen/min • Abpumpphase 30 Zyklen/min
Spannungsversorgung	100-240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,62 A/AC 12 V/DC, max. 1,25 A/DC
Maße [HxBxT]	11,5 cm x 12,5 cm x 19,5 cm
Gewicht	0,6 kg
Garantie	1 Jahr / 300 Betriebsstunden

TECHNICAL DATA	
mamivac® LACTIVE electric breast pump for private use	
Vacuum (suction strength)	Continuously adjustable from -5 to -33 kPa (± 15 %)
Cycle (speed)	Stimulation phase 60 cycles / min expressing phase 30 cycles / min
Power supply	100-240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0.62 A/AC 12 V/DC, max. 1.25 A/DC
Dimensions [HxWxD]	11.5 cm x 12.5 cm x 19.5 cm
Weight	0.6 kg
Warranty	1 year / 300 operating hours

mamivac®


PUMPSET PREMIUM

SUCTION KIT PREMIUM

Bisphenol-A-freies Pumpset.

Bisphenol-A free suction kit.

- PP-Flasche (140 ml) mit praktischem Weithalsgewinde
 - Schutzmembran garantiert beste Sicherheit für Mutter und Kind
 - Besteht aus wenigen Teilen – einfach zu reinigen
 - Einfache und sichere Handhabung
 - Passend für die Milchpumpen der Reihen mamivac® SENSITIVE-C, SENSITIVE- CFH und LACTIVE
 - PP bottle (140 ml) with convenient wide neck
 - Protective diaphragm ensures best possible safety for mother and child
 - Consists of a few parts only – easy cleaning
 - Easy and safe operation
 - Fits the breast pumps of the mamivac® SENSITIVE and LACTIVE series



Die Brustglocken sind in verschiedenen Größen erhältlich:

Breast shield available in different sizes:

- Pumpset PREMIUM S | Suction kit PREMIUM S

Ø 20 mm

REF 283129

PZN 11697375

Hilfsmittel Nr. 01.99.01.2023

• Pumpset PREMIUM L Einzelset | Suction kit PREMIUM L Single set

Ø 28 mm

inkl. Softeinsatz Ø 24 mm | Incl. silicone insert Ø 24 mm

REF 283120

PZN 6943004

Hilfsmittel Nr. 01.99.01.2010

• Pumpset PREMIUM L Doppelset | Suction kit PREMIUM L Double set

Ø 28 mm

inkl. Softeinsatz Ø 24 mm | Incl. silicone insert Ø 24 mm

REF 283123

PZN 6942996

Hilfsmittel Nr. 01.99.01.2011

• Pumpset PREMIUM LIGHT L | Suction kit PREMIUM Light L

Ø 28 mm

ohne Softeinsatz | without silicone insert

REF 283120K06

• Pumpset PREMIUM XL | Suction kit PREMIUM XL

Ø 36 mm

REF 283133

PZN 11697406

Hilfsmittel Nr. 01.99.01.2024



mamivac®

SILIKON-SOFTEINSATZ

SOFT SILICONE INSERT

Der Silikon-Softeinsatz mit genopptem Profil für einen angenehmen Massageeffekt. Durch die Verwendung des Softeinsatzes beim Pumpset PREMIUM L erfolgt eine Reduktion auf Größe M (ø 24 mm).

Soft silicone insert with a knobbed profile for a pleasant massaging effect for the suction kit PREMIUM L. Using the soft insert reduces the size of the breast shield to size M (diameter 24 mm).




mamivac®

BRUSTGLOCKE S, L, XL

BREAST SHIELD S, L, XL

- Angenehmes Abpumpen durch die richtige Wahl der Tubusgröße
 - Passend für das Pumpset PREMIUM
 - ohne Schlauch, Flasche und Adapter
 - Distinctly more comfortable sizing
 - Fits the suction kit PREMIUM.
 - Without hose, bottle and adaptor



mamivac®

PUMPSET ECONOMY

SUCTION KIT ECONOMY

- PP-Flasche (120 ml) mit praktischem Standardgewinde
 - Schutzmembran garantiert beste Sicherheit für Mutter und Kind
 - Besteht aus wenigen Teilen – einfach zu reinigen
 - Passend für die Milchpumpen der Reihen mamivac® SENSITIVE-C, SENSITIVE-CFH und LACTIVE

- PP bottle (120 ml) with convenient standard neck
 - Protective diaphragm ensures best possible safety for mother and child
 - Consists of a few parts only – easy cleaning
 - Fits the breast pumps of the mamivac® SENSITIVE and LACTIVE series



mamivac® EASY

Die einfache Lösung für unterwegs und zuhause.
The simple solution when on the go or at home.

- Unsere mamivac® EASY ist so saugstark wie eine elektrische Milchpumpe!
 - Einstellbare Saugstärke durch stufenloses Regulierventil
 - Die mamivac® 2-Phasen-Technologie simuliert das Saugen des Babys
 - Besteht aus wenigen Teilen – einfach zu reinigen
 - Weicher Softeinsatz für Massageeffekt
 - Bequeme und sichere Einhandbedienung
 - Hygienisch – die wertvolle Muttermilch fließt direkt in die Flasche
 - Brustglocke: Ø 26 mm | Softeinsatz: Ø 24 mm
-
- Our mamivac® EASY is as powerful as an electric breast pump!
 - Adjustment valve for continuously adjustable suction strength
 - The mamivac® 2-phase technology imitates the baby's sucking
 - Consists of a few parts only – easy cleaning
 - Soft silicone insert with massaging effect
 - Comfortable and safe one-hand operation
 - Hygienic as the invaluable breast milk flows straight into the bottle
 - Breast shield: Ø 26 mm | Soft Insert: Ø 24 mm



Milchpumpe | Breast pump
REF 281360
PZN 0972720



Made in Germany

mamivac® BABYCUP

Sichere und kontrollierte Fütterung von kostbarem Kolostrum.
Safe and controlled administration of precious colostrum.

- Ein einzigartiges, einfaches Hilfsmittel für die Verabreichung von aufgefangener Muttermilch
- Ermöglicht die Ernährung im natürlichen Tempo des Babys
- Kein Auslaufen oder Verschütten
- Auch bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte (Cheiloschisis)
- Passt auf alle Flaschen mit Standardgewinde
- Mit Adapter auch für Weithalsflaschen verwendbar
- CBM: Clean by manufacturing – muss vor der 1. Anwendung nicht aufbereitet werden



- A unique, simple tool for the administration of collected breast milk
- Allows feeding at the baby's natural pace
- No leaking or spilling
- Also for cleft lip and/or palate (cheiloschisis)
- Fits all bottles with standard thread
- With adapter, it can also be used for wide-neck bottles

Babycup
REF 281610

50 ml Flasche | Bottle
REF 2801135

Babycup-Set
mit Weithals-Adapter und 140 ml Flasche
with wide-neck adapter and 140 ml bottle
REF 281611



mamivac® BABYFEED

- Praktische Säuglings-Fütterungshilfe
- Erleichterte Nahrungsaufnahme für Babys
- Verursacht keine Saugverwirrung
- Desinfizierbar durch Auskochen, wiederverwendbar
- Aus Polypropylen



- Practical infant feeding helper
- Facilitates drinking for babies
- Does not cause nipple confusion
- Can be disinfected by boiling in water, reusable
- Made of polypropylene

2 Stück | Pieces
REF 282112
PZN 6607246

Klinikpackung 10 Stk. | Clinic pack 10 pcs.
REF 282113



mamivac® ZUBEHÖR ACCESSORY

mamivac® TRANSPORTKOFFER/TASCHE mamivac® CARRYING CASE/BAG

Robuster Koffer oder praktische Tasche zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung der mamivac® SENSITIVE-C Mietpumpe.

Robust case or nice bag to ensure safe transportation and storage of the mamivac® SENSITIVE-C rental breast pump.



Tasche | Bag
REF 283010
PZN 4182601

Koffer | Case
REF 283011
PZN 4253258

mamivac® KÜHLTASCHE mamivac® COOL BAG

Die abgepumpte Milch kann in der Kühltasche praktisch und sicher transportiert werden. Das geräumige Fach bietet außerdem Platz für die mamivac® EASY, LACTIVE und weitere Flaschen. Länge: 38 cm, Breite: 20 cm, Höhe: 29 cm

The expressed milk can be transported easily and safely in this cool bag. The spacious compartment can hold the mamivac® EASY, LACTIVE and additional bottles. Length: 38 cm, width: 20 cm, height: 29 cm



Kühltasche | Cool bag
REF 283024
PZN 16241964

mamivac® BRUSTMODELL mamivac® BREAST MODEL

- Ein praktisches Brustmodell für Demonstrationszwecke.
- Durchmesser: 75 mm, Gewicht: 250 g
- A practical breast model for demonstration purposes.
- Diameter: 75 mm, weight: 250 g



REF 281250

mamivac® HEBAMMENSTETHOSKOP mamivac® PINARD STETHOSCOPE

- Altbewährtes Hebammenstethoskop nach Pinard
- Aus Buchenholz gedrechselt
- Individuelle Aufdrucke und Gravur sind möglich
- Jedes Stethoskop ist ein Unikat
- Proven Pinard style
- Made of beechwood, hand-turned
- Individual imprints and engraving available
- Every stethoscope is unique



Pinard kurz | short
18 cm REF 2260

Pinard lang | long
33 cm REF 2261

Made in Germany

mamivac® MUTTERMILCH-GEFRIERBEUTEL mamivac® BREAST MILK FREEZER BAGS

Die mamivac® Gefrierbeutel zum hygienischen Einfrieren Ihrer kostbaren Muttermilch. Mit dem praktischen integrierten Verschluss lässt sich der Beutel sicher verschließen und die Milch wieder sauber ausgießen.

- Sicheres Abstellen durch praktischen Faltboden
- Mit Skalierung, beschriftbar

The mamivac® Freezer Bags for a hygienic freezing of your invaluable breast milk. The bags are space-saving and offer a practical integrated closure for a safe closing. The milk can be poured out again without spilling.

- Safe stand
- With scaling, can be labelled



20 Stück | 20 pieces
REF 282100
PZN 1279777

mamila[®]

BRUSTCREME

BREAST CREME

Ein Tropfen zur Pflege & Massage des gesamten Brustwarzenbereiches.
Just one droplet to care and massage the entire nipple area.

- Pflegt spröde Brustwarzen
- Muss vor dem Stillen nicht abgewaschen werden
- Enthält reines Lanolin
- Ist ideal für stillende Mütter mit sensibler und trockener Haut
- Zucker- und paraffinfrei
- Frei von Konservierungsstoffen
- Eignet sich auch als Lippenbalsam bei aufgesprungenen Lippen

- Nurtures rough nipples
- Does not have to be washed off prior to breastfeeding
- Contains pure lanolin
- Ideal for breastfeeding mums with sensitive and dry skin
- Sugar and paraffin free
- Free of preservatives
- Suited as lip balm to heal chapped lips



Tube 30 ml
 REF 281488
 PZN 8763447

mamivac[®]

BRUSTKOMPRESSE

BREAST COMPRESS

Sterile Wundkomresse zur Behandlung von wunden Brustwarzen.
Sterile dressing pad for treatment of sore nipples.

- Unterstützt die Wundheilung
- Optimaler Tragekomfort
- Aufnahme von Wundsekret
- Beschleunigter Heilungsprozess ohne zusätzliche Wirkstoffe
- Verklebungsarm

- Supports wound healing
- Pleasant wearing comfort
- Absorbs wound secretions
- Accelerates the natural healing process
- Contains no active ingredients
- Unique surface quality does not stick to the wound



10 Stück | 10 pieces
 REF 281460
 PZN 17312784



mamivac[®]

STILLHÜTCHEN

NIPPLE SHIELDS

- Anwendung bei sensiblen und irritierten Brustwarzen
- Ergonomisch geformt
- Optimaler Kontakt zwischen Mutter und Kind
- EO-sterilisiert oder auskochbar
- Aus dünnem, transparentem und geschmacksneutralem Silikon

- To be used on sensitive and sore nipples
- Ergonomic design
- Best body contact between mother and child
- EO sterilized or can be disinfected by boiling in water
- Made of thin, transparent and tasteless silicone



konisch


conical



- Small (18 mm) REF 281441
PZN 17373389
- Medium (20 mm) REF 281448
PZN 17373403
- Large (28 mm) REF 281442
PZN 17373426

kirschförmig

cherry-shaped



- Small (18 mm) REF 281481
PZN 17373455
- Medium (22 mm) REF 281482
PZN 17373461
- Large (28 mm) REF 281515
PZN 19474344

Made in Germany

2 Stück in Aufbewahrungsbox | 2 pcs. in storage box
 Klinikpackung mit 50 Stück erhältlich | Clinic pack with 50 pcs. available

konisch

conical



- Small (18 mm) REF 281601
PZN 12672093
- Medium (20 mm) REF 281604
PZN 12672101
- Large (28 mm) REF 281607
PZN 12672118

Einzel in Blister-Verpackung
 Karton mit 50 Stück
 Individually packed in blister
 1 box with 50 pcs.



Mamillometer

- Zur Größenbestimmung von Stillhütchen und Brustglocken
- To find the correct size of nipple and breast shields

REF WT1000057D | WT1000057GB



Demobox Stillhütchen

- Alle Varianten zur Ansicht in praktischer Klappbox.
- All Variants in practical folding box for demonstration.

REF 281447 | 281447GB

mamivac®

STILLEINLAGEN


NURSING PADS

Antimikrobielle Stilleinlage reduziert das Wachstum von Keimen.
Antimicrobial nursing pad reduces the growth of germs.


- Antimikrobieller, saugstarker Kern
 - Nicht durchnässend, die Wäsche bleibt trocken
 - Waschbar bis 60 °C, mehrfach verwendbar
 - Die antimikrobielle Wirkung bleibt nach dem Waschen erhalten
 - Atmungsaktive Mikrofaser hält die Haut trocken
 - Besonders hautfreundlich, weich und sicher
 - Keine unangenehme Geruchsbildung
 - Verschweißte, dichte Softnaht
 - Anatomisch geformt für besten Tragekomfort
- Antimicrobial, highly absorbent core
 - Non-leaking, clothing remains dry
 - Washable up to 60 °C, reusable
 - The antimicrobial effect does not wash out
 - Breathable microfibre keeps skin dry
 - Especially skin-friendly, soft and safe
 - No unpleasant odours
 - Welded and tight, yet soft seams
 - Anatomically shaped for best wearing comfort




6 Stück mit Waschbeutel in hochwertiger Box
 6 pieces with washing bag in high-grade box
 REF 281495
 PZN 0005902



Antimaikrobiell
 (Silberionen)
 Antimicrobial
 (silver ions)



Saugstark und
 nicht durchnässend
 Highly absorbent
 and non-leaking



Atmungsaktiv
 Breathable


mamivac®

THERMO-PACK

Ein anatomisch geformtes Brustgelkissen zum Wärmen oder Kühlen der Brust.

An anatomically shaped gel cushion to warm or cool the breast.

- Hilfe bei vielen Stillproblemen
 - Zur optimalen Entspannung
 - Universell einsetzbar
- Helps with many breastfeeding problems
 - For optimal relaxation
 - Universal use



1 Stück, inkl. 3 Hygienehüllen
 1 piece, including 3 hygienic covers
 REF 281487
 PZN 17374124

Made in Germany



Material | Material:

Das hochwertige Thermo-Gel ist temperaturbeständig von -18 °C bis +80 °C und ungiftig.
 The high-quality thermo gel is temperature resistant from -18 °C to +80 °C and non-toxic.

Kühlen | Cooling:

Im Kühlschrank ca. 1 Stunde kühlen (max. bis -18 °C).
 In the refrigerator for about one hour (max. -18 °C).

Wärmen | Heating:


Im heißen Wasserbad (max. 80 °C) ca. 5-10 Minuten.
 In hot water bath (max. 80 °C) for about 5-10 minutes.

Motherlove Herbal Company unterstützt Mütter während und nach der Schwangerschaft mit Naturmitteln von höchster Reinheit.

Verantwortungsbewusstsein, Erfahrung und aufrichtiges Engagement begleiten die Herstellung der Motherlove-Produkte bei jedem Schritt. Erst wenn ihre Wirkstoffe die höchste Konzentration erreicht haben, werden die kontrolliert biologisch angebauten Kräuter aus den liebevoll gepflegten Motherlove-Kräutergärten sorgsam geerntet und in zertifizierten Produktionsstätten besonders schonend verarbeitet.

Spezielle Kaltauszugsverfahren schützen die sensiblen Naturwirkstoffe vor jeder thermischen Belastung.

Auch auf die sonst oft übliche Beimischung von Mineralölen, Konservierungsmitteln, künstlichen Duftstoffen oder tierischen Fetten wird konsequent verzichtet. Selbstverständlich enthalten die Produkte keinerlei gentechnisch veränderten Bestandteile und werden niemals an Tieren getestet. Ständige Untersuchungen durch unabhängige Labore schließen Verunreinigungen der natürlichen Inhaltsstoffe durch Bakterien, Pilze, Schwermetalle oder andere Fremdbestandteile aus.



Mit Sorgfalt und Liebe hergestellt



More Milk Plus®

- Nahrungsergänzungsmittel mit sekundären Pflanzenstoffen
- Vegan und vegetarisch
- Kann den Milchfluss anregen

Zutaten: Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Pflanzliche Öle (Palmkernöl), 2,6 % Pflanzenextrakt (Bockshornkleesamen, Benediktenkraut, Brennnesselblätter, Fenchelsamen)*

*aus kontrolliert biologischem Anbau

Enthält keine Spuren von Milchprodukten, Ei, Fisch, Schalentieren, Nüssen, Weizen oder Gluten.

Verzehrempfehlung: Nicht während der Schwangerschaft einnehmen!

Nehmen Sie 1 Kapsel, 4 bis 6 mal über den Tag verteilt oder auf Empfehlung Ihres Arztes ein. Die Einnahme kann gleich nach der Geburt beginnen und reduziert werden, sobald genügend Milch vorhanden ist.

Tagesverzehrmenge	pro 4 Kapseln	pro 6 Kapseln
Kalorien	72,4 kJ/17,3 kcal	109 kJ/25,9 kcal
Fett	1,64 g	2,45 g
- davon gesättigte Fettsäuren	0,60 g	0,90 g
Kohlenhydrate	0,08 g	0,12 g
- davon Zucker	0 g	0 g
Proteine	0 g	0 g
Salz	0,50 g	0,75 g
Wirkstoffe	pro 4 Kapseln	pro 6 Kapseln
Bockshornkleesamen-Extrakt	27,0 mg	40,5 mg
Benediktenkrautblätter-Extrakt	22,1 mg	33,2 mg
Brennnesselblätter-Extrakt	13,2 mg	19,7 mg
Fenchelsamen-Extrakt	6,92 mg	10,4 mg



Hinweis: Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise zu sehen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

EXCLUSIVE
DISTRIBUTION
RIGHT:
GERMANY
AUSTRIA

Vertrieb: Kimetec GmbH,
Dornierstraße 27, 71254
Ditzingen, Deutschland

Hersteller:
Motherlove Herbal Company
Fort Collins, CO 80524 USA

„MOTHERLOVE IS HERE
FOR YOU FROM BUMP TO
BIRTH, BREASTFEEDING,
AND BABY.“

Regenerationsspray

Wohltat nach der Geburt

- Intimspray, das die Hautregeneration nach der Geburt unterstützt
- Besonders hilfreich bei Dammrissen
- Duftige Rezeptur aus Kräuteresenzen kühlt und entspannt den Intimbereich

Bestandteile: Hamamelisblätter, Schafgarbe, Bärentraube, ätherisches Lavendelöl, destilliertes Wasser, Ethanol

Inhalt: 59 ml
REF 700056
PZN 17374087



PoWohl Creme

Freund und Helfer bei lästigen Beschwerden im Analbereich

- Wohltuende Creme mit wertvollen Kräuterextrakten, deren hervorragend hautberuhigende Wirkung schon seit Jahrhunderten bekannt ist

Bestandteile: Hamamelisblätter, Wegerich, Schafgarbe, Ringelblume, Olivenöl, Bienenwachs

Inhalt: 29,5 ml
REF 700023
PZN 18445932



Kaiserschnittbalsam

Für tägliche Massagen zur Rückbildung von Narbengewebe

- Kann der Narbenbildung nach einer Kaiserschnittentbindung spürbar und sichtbar entgegenwirken

Bestandteile: Ringelblume, Eibischwurzel, Hagebutte, Johanniskraut, Schafgarbe, Rosmarinblätter, Sheabutter, Olivenöl, Bienenwachs

Inhalt: 29,5 ml
REF 700005
PZN 16936407



Geburts- und Babymassageöl

Geschenk der Natur

- Zur unterstützenden Damm-Massage vor und während der Geburt
- Auch zur Pflege zarter Babyhaut geeignet

Bestandteile: Lavendelblüten aus kontrolliert biologischem Anbau, Aprikosenkernöl

Inhalt: 59 ml
REF 700055
PZN 17374093



Wundschutzcreme

Kostbarkeit für zarte Babyhaut

- Natürliche Creme zur unterstützenden Pflege des Windelbereichs

Bestandteile: Gewöhnliche Mahonie (Oregon-Traube), Myrrhe, Schafgarbe, Ringelblume, Olivenöl, Bienenwachs

Inhalt: 29,5 ml
REF 700054
PZN 17374070



Brustwarzencreme

Für den reinen Genuss beim Stillen

- Zum Auftragen auf die Brustwarze, wenn sie wund und rissig ist
- Rein pflanzliche Wirkstoffe, schmeckt Haut und Baby

Bestandteile: Eibischwurzel, Ringelblume, Olivenöl, Sheabutter, Bienenwachs

Inhalt: 29,5 ml
REF 700050
PZN 17374041





Kimetec GmbH
Dornierstr. 27
71254 Ditzingen
Germany

Tel.: +49 (0) 71 56 / 1 76 02 - 200
Fax: +49 (0) 71 56 / 1 76 02 - 500

www.kimetec.de
info@kimetec.de